



GENV

موز باور لرو چي د ماشوم روغتيايي ستونزي حل كيدي شي.

د GenV د نپي سواب لارښوونې


ستاسو د ماشوم د مدفوع موادو نموني راټولول

- مخكي لدې چي پيل وكړئ


- مهرباني وكړئ دغه لارښوونې ولولئ
- ماشوم له يوې اوونۍ څخه كم عمر لري؟ د 7 ورځو په عمر نمونه راټوله كړئ، يا له هغه وروسته چي هر څومره ژر كولاى شئ
- ماشوم له يوې اوونۍ څخه زيات عمر لري؟ څومره ژر چي كولاى شئ، نمونه راټوله كړئ
- د نموني راټولول مو هېر شوي يا گران كار دى؟ هر وخت خپله نمونه بېرته را واستوئ - هر ه نمونه مهمه ده
- كه چيري كڅوره ورکه شوه يا غلطي وشوه - مور سره اړيکه ونيسئ:

تېلفون: 1800 436 888 ويب سايت: www.genv.org.au


1. تاسو به اړتيا ولرئ:
1. دا لارښوونې،
 2. د نپي سواب كڅوره او
 3. يو قلم
- د خپل ماشوم ناپاكه نپي بدل كړئ
- ناپاكه نپي يو اړخ ته كيردئ تر هغه چي ستاسو ماشوم بېرته په خوندي حالت كې وي (د بيلگي په توگه په كت كې)




2. ناپاكه نپي په كلکه سطحه پرانيږئ
- د خلاصولو لپاره ټيوب تاو كړئ او را وباسئ، ترڅو د سواب سر آزاد شي
- محتاط اوسئ ترڅو د سواب سر له پوټكي يا كومي بلي سطحې سره لمس نشي




3. په نرمې سره د سواب پر سر له ناپاكه نپي څخه د مدفوع موادو نمونه را واخلي




4. ډېر مدفوع مواد مه را اخلي
- د سواب سر بايد يوازي يو څه رنگه شي



7. ټيوب په سپينه كڅوره كې واچوئ
- د كڅورې څنډې ته د بندولو لپاره يوځای فشار ورکړئ، د امکان تر حده لږ هوا سره




5. سواب بېرته د ټيوب په منځ كې كيردئ
- مه پرېږدئ چي د سواب سر له پوټكي يا كومي بلي سطحې سره لمس شي
- د ټيوب سر بېرته كلك كړئ




8. سپينه كڅوره، د بېرته را استولو پاكټ ته واچوئ
- پاكټ بند كړئ
- دا د خونې په حرارت كې پاتي كيدى شي (نه په يخچال يا فریزر كې)



6. پر ټيوب هغه ځای نېټه وليکئ چي ليکلي 'د راټولولو نېټه' ('Date collected')



9. د خط پاكټ د يوې اوونۍ په اورډو كې GenV ته واستوئ، يا ژر تر ژره - دا د آسټراليا په كوم پوست بکس كې واچوئ، هيڅ پوست كولو ته اړتيا نشته



V2.0 2022-05-20

ستاسو د مرستي لپاره مننه تر څو راتلونکي نسل تر ټولو روغ وي.