



1




- 您需要:
 1. 使用说明
 2. 您的尿布拭子工具包
 3. 一支笔
- 换下宝宝的脏尿布
- 把脏尿布放在一边, 直到您的宝宝回到安全的位置 (如婴儿床)

2




- 请在稳固的表面上打开脏尿布
- 旋转并拉开试管, 这样拭子的尖端就露出来了
- 请小心不要让拭子的尖端碰到您的皮肤或其他表面

3




- 轻轻用拭子的尖端去抹一下脏尿布上面的粪便
- 请不要让拭子的尖端直接接触尿布

4




- 无需太多的粪便
- 只要拭子的尖端沾上些许颜色即可

5




- 把拭子直接放回试管中
- 请不要让拭子的尖端碰到您的皮肤或其他表面
- 盖紧试管

6



- 在试管上“Date collected”这个地方写上日期

7



- 将试管放进白色袋子
- 按压袋子边缘进行密封, 里面残存的空气要尽可能少


8



- 将白色袋子放入已支付邮费的信封
- 将信封密封
- 试管可在室温下保存 (不可放入冰箱或冰柜)

9

- 请尽快或在一周内将信封寄给GenV, 放进任何澳大利亚邮政信箱即可, 不需要邮票



G E N V

我们坚信儿童健康问题是可以解决的。

GenV 尿布拭子使用说明

收集宝宝的粪便样本

——在开始之前

- 请阅读使用说明
- 宝宝降生不到一周? 请在宝宝7天大时或者7天以后尽早收集样本
- 宝宝降生超过一周了? 请尽早收集样本
- 忘记收集样本或很难收集? 您可以随时寄回样本—每个样本都很重要
- 工具包弄丢了或者出了错?—请联系们:
电话: 1800 436 888 网站: www.genv.org.au

感谢您帮助我们的下一代成为最健康的一代。